

急募

＜東京院限定＞モニターのご案内

豊胸術（手術）

- バストアップ
- 授乳後のしぼみ
- 左右差がある

バイブレストプレミアム豊胸術

脂肪細胞を傷つけず不純物もしっかり取り除く、新しい考え方の脂肪注入法。


「バイブレストプレミアム（Vibreast Premium）豊胸術」は、弱い吸引圧で脂肪を吸引し、ソフトな遠心分離によって取り出した純度・活性度の高い脂肪細胞をバストに注入する、生着率が高く、しこりが起こりにくい豊胸術です。聖心美容クリニックでは現在、この豊胸術をお受けいただける有料モニターを募集しています。本モニターは、その効果を評価・検証することを目的とし、検査や施術に関するデータはすべて聖心美容クリニックで蓄積・管理します。

バイブレストプレミアム豊胸術の特長

1. 専用カニューレで脂肪細胞を傷つけずに吸引

脂肪の生着率を高めるためには、幹細胞や成長因子を脂肪とともに多く注入することが重要です。バイブレストプレミアム豊胸術では、細く、吸引口の小さい専用カニューレ（吸引管）*を使用し、幹細胞や成長因子を傷つけずに脂肪細胞を取り出します。また、これによりしこりのリスクも軽減されます。

*海外論文で太さ3mm・吸引口の直径2.5mm以下のカニューレがよいとの結果が発表されています。



2. しっかりと洗浄することでさらに生着率アップ

脂肪を吸引する際には麻酔液を使用しますが、麻酔成分が残ったままの状態だと注入後の脂肪の生着率が低下してしまいます*。バイブレストプレミアム豊胸術では、脂肪と一緒に吸引した麻酔液をしっかりと洗浄し、生着率を高めます。

*リドカイン（麻酔成分）の有無と6通りの洗浄分離法を評価した海外論文で、リドカインなしのほうが生着がよいが、3回脂肪を洗浄すると効果は変わらないとの研究結果が発表されています。

3. ソフトな遠心分離で脂肪細胞のオイル化を最小限に

吸引した脂肪は不純物（水分、血液、死滅細胞、老化細胞、炎症性因子など）をしっかりと取り除く必要があります。従来は重力分離や加重遠心分離などの方法が行われてきましたが、重力分離では、細胞は傷つけないが不純物を十分に除去できない、加重遠心分離では、脂肪細胞に過度なストレスが加わり、正常な脂肪細胞までもが傷つきオイル化してしまうというデメリットがあります。オイル状態の細胞を注入してしまうと硬いしこりの原因となります。バイブレストプレミアム豊胸術ではソフトな遠心分離を行い、正常な脂肪細胞のオイル化を最小限に抑えつつ不純物をしっかりと除去するため、生着率が高まります。

＜重力分離の場合＞
脂肪細胞は傷つけないが、不純物を十分に除去できない。



＜加重遠心分離の場合＞
不純物は除去できるが、正常な脂肪細胞も傷つきオイル化。



エントリーいただける方の条件

- 聖心美容クリニック東京院（港区六本木）での手術が可能な、関東および近郊にお住まいの方（通院にかかる交通費は自己負担になります）
- 所定の診察、定期検査に全て通院が可能な方
- 治療に必要な脂肪が採取可能な方
- 現在疾患がなく、事前検査で異常がない方
- データ、写真の開示にご協力いただける方

＜以下の方はご参加いただけません。必ずお申し出ください＞

- ・ 治療部位に外科的手術（豊胸手術を含む）を受けたことがある方
- ・ 妊娠中または妊娠の可能性がある方、授乳中の方

◆必ずお読みください◆モニター患者様の症例データは医学的見地の研究データとして学会等で使用する他、聖心美容クリニックが運営するすべてのWebサイト・ドクターブログ・テレビ・各種紙媒体（雑誌広告・会報誌・患者様配布用チラシ等）で使用させていただきます。その際、ご本人様と特定できるような個人情報の掲載はいたしません。



お問い合わせ 0120-911-928 受付時間：9:30-20:00

※熱海院直通 0120-606-228

JMAQA-1912

Web で症例写真・Q&A・体験談を公開中！ <https://www.biyougeka.com/>



聖心美容クリニック

費用【モニター特別価格】

40万円（税抜） 【通常価格】約90万円 *血液検査代を除く

※別途預り金として10万円を申し受けます。預り金は所定の通院終了後に返金いたします。

※通院にかかる交通費は 個人負担いただきます。

※アフターケアとして、インディバCET（高周波温熱トリートメント）を無料で1回お受けいただけます。

※本モニターの採用人数は5名を予定しております。医師の診察により、施術の効果検証に最も適した方を採用いたします。

※本モニターは、採用決定後のキャンセルをお受できません。予めご了承ください。

基本情報

通院	ダウンタイム
あり（10回） ・3日後：ガーゼ交換、診察 ・1週間後：抜糸、診察	・シャワー：3日目から可能です。 ・入浴：抜糸翌日（8日後）から可能です。 ・腫れ、内出血：2週間程度で落ち着きます。 ・脂肪吸引部は3日～1週間程度、筋肉痛のような痛みがあります。 硬縮は2～3ヶ月程度で落ち着きます。 ・胸部の痛み・ハリは1週間程度で落ち着きます。

通院回数と内容

回数	術後の経過日数	目的	内容
1回目		カウンセリング	説明・同意 ※採用結果のご連絡は後日となります。
2回目		血液検査	安全な手術の実施と、術後の順調な回復に 支障がないかどうかの確認
3回目		手術当日	サイズ・体重測定/手術/写真撮影/ベクトラ解析 ※手術にはバイプレストプレミアム開発企業の担当者が立ち会います。
4回目	3日後	経過観察	診察/ガーゼ交換
5回目	1週間後	経過観察	診察/抜糸/アフターケア（インディバCET）
6回目	2週間後	経過観察	診察/サイズ・体重測定/写真撮影/ベクトラ解析
7回目	1ヶ月後	経過観察	診察/サイズ・体重測定/写真撮影/ベクトラ解析
8回目	3ヶ月後	経過観察	診察/サイズ・体重測定/写真撮影/ベクトラ解析
9回目	6ヶ月後	経過観察	診察/サイズ・体重測定/写真撮影/ベクトラ解析
10回目	9ヶ月後	経過観察	診察/サイズ・体重測定/写真撮影/ベクトラ解析

ご応募方法と選考の流れ

必要事項を記載のうえ、下記宛先にご応募ください。件名には「脂肪注入法モニター希望」とご記載ください。追ってモニター担当窓口よりご連絡（土日祝除く）させていただきます。◆宛先：monitor@biyougeka.com

- ①お名前（ふりがな） ②ご職業 ③年齢 ④性別 ⑤お電話番号 ⑥ご住所 ⑦診察券番号（当院におかかりの方）
⑧お写真（正面上半身/正面全身/横向き全身。バストと脂肪吸引部（お尻）の状態がわかるように撮影ください）

<選考の流れ>

【Step1】 医師による写真選考 ⇒ 【Step2】 診察による選考（写真選考通過の方のみ） ⇒ 【Step3】 採用者決定

※採用予定人数は5名です。全ての方に合否のご連絡をさせていただきますが、ご応募から少々お時間を要する場合がございます。予めご了承ください。

※本モニターに関するお問合せは03-5770-5292までお願いいたします。